

Easyflow elastomeerpomp

Binnenkort krijgt u een pompje waarmee chemotherapie wordt toegediend. Dit noemen wij de Easyflow elastomeerpomp.

In deze folder leest u hoe medicijnen worden toegediend met een elastomeerpomp en hoe u de pomp kunt afkoppelen. U leest ook wat er van u wordt verwacht.

Belangrijke punten:

- De pomp geeft telkens dezelfde hoeveelheid medicijnen via uw infuus.
- De pomp mag geen extra druk krijgen van buitenaf.
- Houd de pomp op kamertemperatuur.
- Draag de pomp om uw nek met het draagkoord of leg de pomp op armhoogte.
- Vragen? Bel 0182-50 54 21.

Let op! Iedereen is anders. Misschien past niet alle informatie in deze folder bij uw situatie. De arts zal dan extra bespreken wat voor u belangrijk is.

Wat is een elastomeerpomp?

De Easyflow elastomeerpomp is een doorzichtige, zachte ballon. Deze ballon wordt gevuld met medicijnen en aangesloten op uw infuus. Door de druk van de ballon krijgt u telkens dezelfde hoeveelheid medicatie. Het is belangrijk dat de pomp geen extra druk van buitenaf krijgt. Dit kan ervoor zorgen dat de medicijnen te snel inlopen.

Wanneer krijgt u de elastomeerpomp?

De chemotherapie zal over een aantal uren thuis nog worden toegediend en

uiteindelijk afgekoppeld worden door het technisch thuiszorgteam.

Tijdens het aansluiten van de pomp plakt de verpleegkundige in het ziekenhuis de infuuslijn aan uw arm vast met een stukje tape.

Het is belangrijk dat de infuuslijn vast blijft zitten als u naar huis gaat. Laat de tape daarom zoveel mogelijk op uw arm zitten. Raakt de tape toch los? Dan mag u deze zelf weer vastplakken, bijvoorbeeld met een pleister.

Kamertemperatuur

De Easyflow elastomeerpomp moet op kamertemperatuur blijven.

Als de pomp te warm of te koud wordt, kunnen de medicijnen te snel of te langzaam inlopen.

- Zorg daarom voor een stabiele temperatuur tijdens het inlopen.
- Leg de pomp bijvoorbeeld niet in de zon.

Positie van de pomp

Het is belangrijk dat de pomp op de juiste hoogte wordt gedragen. Ligt de pomp te hoog of te laag, dan kunnen de medicijnen te snel of te langzaam inlopen.

- Aan de pomp zit een draagkoord. U kunt de pomp hiermee om uw nek dragen.
- Als u de pomp naast u neerlegt, zorg er dan voor dat de pomp op dezelfde hoogte als uw arm ligt.
- Draag de pomp op een manier die comfort en stabiliteit biedt.
- Zorg ervoor dat de Easyflow elastomeerpomp geen extra druk van buitenaf krijgt. Externe druk op de

pomp kan leiden tot een afwijkende inloopsnelheid.

Heeft u vragen?

Bel dan het Behandelcentrum Oncologie en Hematologie op 0182-50 54 21. Dit kan op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.

Adres

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
0182- 50 50 50
www.ghz.nl

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
april 2026
04.07.230